

Ficha técnica IU-DRUG-ALC02

Descripción

Tezaro Pharma AllTest Prueba Rápida de Alcohol en Saliva en Tira Reactiva con Resultado en 2 Minutos - 1 Test



IMPORTANTE

- Este producto no es un producto sanitario para diagnóstico in vitro: está destinado al uso personal y es un producto de consumo al que se aplica el Reglamento (UE) 2023/988 de seguridad general de los productos, según declaración escrita del fabricante, y no lleva marcado CE ni ha sido evaluado por un

organismo notificado.

- El resultado es un cribado preliminar y orientativo. Para obtener un resultado analítico confirmado debe emplearse un método químico alternativo más específico.

ESPECIFICACIONES	
Referencia del fabricante	DAL-801H
Tipo de prueba	Tira reactiva de detección rápida de alcohol en saliva
Muestra	Saliva humana
Finalidad	Detección semicuantitativa de alcohol y aproximación de la concentración relativa de alcohol en sangre
Formato	Tira de inmersión de plástico con almohadilla reactiva en la punta
Reactivos	Tetrametilbencidina, oxidasa de alcohol (EC 1.1.3.13), peroxidasa (EC 1.11.1.7) y otros aditivos
Tiempo de lectura	2 minutos
Modo de uso	Aplicación directa de saliva sobre la almohadilla reactiva o inmersión de la tira en saliva recogida durante 6 a 8 segundos
Interpretación	Cambio de color de azul claro a azul oscuro; comparación con la carta de colores del sobre para estimar el nivel relativo de alcohol en sangre
Rango de referencia visual	De 0,02 % a 0,30 % de concentración relativa de alcohol en sangre
Nota de interpretación	Un azul más claro que la almohadilla de 0,02 % se interpreta como positivo para presencia de alcohol en saliva, pero inferior al 0,02 % relativo en sangre
Condiciones previas a la prueba	No introducir alimentos, bebidas, tabaco u otros materiales en la boca durante los 15 minutos previos
Temperatura de uso	Equilibrar la prueba a temperatura ambiente de 15 a 30 °C antes de realizarla
Conservación	Conservar en el sobre de aluminio sellado de 2 a 30 °C
Estabilidad de almacenamiento	Temperaturas superiores a 30 °C pueden degradar el rendimiento de la prueba
Uso	Para uso personal, no destinado al diagnóstico in vitro; solo uso externo y de un solo uso
Validez del resultado	No utilizar si la almohadilla reactiva presenta color azul antes de aplicar la muestra o si el sobre de aluminio está roto o dañado
Limitaciones	Los vapores de alcohol ambientales y productos o medicamentos que contienen alcohol

relevantes	pueden producir resultados positivos; una muestra contaminada o adulterada puede dar resultados falsos
EAN	8436628671568
Peso cartón	12,8 kg
Medidas cartón	42,5 × 41,5 × 38 cm
Empaque	Unidad Cartón de 300 Unidades

Detección rápida orientativa en saliva

Cuando se necesita una comprobación inmediata de presencia de alcohol, esta tira reactiva ofrece un cribado rápido en saliva con lectura en 2 minutos. Está diseñada para la detección semicuantitativa de alcohol en saliva humana y permite obtener una aproximación del nivel relativo de alcohol en sangre mediante comparación visual del color desarrollado en la almohadilla reactiva.

Su funcionamiento se basa en una tira de inmersión de plástico con una zona reactiva en la punta que cambia de color al entrar en contacto con alcohol. La reacción utiliza una química de fase sólida con tetrametilbencidina, oxidasa de alcohol y peroxidasa, generando una escala visual que va de azul claro a azul oscuro. La interpretación se realiza frente a la carta de colores incluida en el sobre, con referencias comprendidas entre 0,02 % y 0,30 %.

Uso sencillo y lectura visual

La prueba puede realizarse humedeciendo por completo la almohadilla con saliva directamente o introduciendo la tira en una muestra recogida durante 6 a 8 segundos. Tras iniciar el temporizador, el resultado debe leerse a los 2 minutos. Si la almohadilla ya presenta color azul antes de aplicar la muestra, la tira no debe utilizarse. En caso de coloración ligera solo en los bordes, conviene repetir el test para asegurar una saturación completa de la almohadilla.

Condiciones de uso y precauciones clave

Para reducir interferencias, no debe introducirse nada en la boca durante los 15 minutos previos, incluidos alimentos, bebidas, tabaco, café o caramelos para el aliento. También debe evitarse la realización de la prueba en entornos con vapores de alcohol, ya que esta tira reactiva es muy sensible y puede detectar alcohol ambiental procedente de productos como desinfectantes, perfumes o limpiacristales. Es un producto de un solo uso, para uso externo, que debe conservarse en su sobre de aluminio sellado entre 2 y 30 °C y equilibrarse a temperatura ambiente antes de su utilización.