

Ficha técnica

Descripción

Tiras Reactivas para Pruebas de CT o HDL o TG con Tubos de Transferencia Capilar de 10 µl de Tezaro Pharma - Caja de 25 Unidades (25 Tiras + 25 Tubos)



USOS Y APLICACIONES

Las **tiras reactivas para pruebas de CT o HDL o TG con tubos de transferencia capilar de 10 µl de Tezaro Pharma** son una herramienta conveniente y precisa para la medición y monitoreo de los niveles de colesterol total, colesterol de lipoproteínas de alta densidad y triglicéridos en el cuerpo. Estas tiras de prueba ofrecen un rango de medición adecuado para cada parámetro, permitiendo obtener resultados confiables y precisos.

CARACTERÍSTICAS

- **Rango de medición amplio:** Cada tipo de tira de prueba cubre un amplio rango de medición, lo que permite detectar niveles tanto bajos como altos de colesterol total, colesterol de lipoproteínas de alta densidad y triglicéridos en la sangre.

- **Fácil de usar:** Estas tiras de prueba vienen junto con tubos de transferencia capilar de 10 µl, lo que facilita la recolección y transferencia de la muestra de sangre al medidor.
- **Chip de código incluido:** Cada paquete de tiras de prueba incluye un chip de código que se debe verificar y usar en el medidor correspondiente. Esto garantiza la precisión y calibración adecuada de los resultados.
- **Almacenamiento conveniente:** Las tiras de prueba deben mantenerse entre 2-30 °C, lo que permite un almacenamiento conveniente sin necesidad de condiciones especiales.
- **Cumplimiento normativo:** Las tiras de prueba de Tezaro Pharma están certificadas con el marcado CE 0123, lo que indica su conformidad con los requisitos de seguridad y calidad establecidos por la Unión Europea.
- **Precauciones y recomendaciones:** El paquete de tiras de prueba incluye instrucciones detalladas de uso, así como precauciones importantes a tener en cuenta, como el uso adecuado del chip de código, la no manipulación del área del reactivo y la disposición segura de las tiras de prueba usadas.

PRECAUCIONES

1. Solo para uso diagnóstico in vitro.
2. Las tiras de prueba deben permanecer en el paquete original hasta su uso.
3. No lo use después de la fecha de vencimiento
4. No toque el área del reactivo de las tiras de prueba.
5. Descarte cualquier tira de prueba decolorada o dañada.
6. Todas las muestras deben considerarse potencialmente peligrosas y manejarse de la misma manera que un agente infeccioso.
7. Las tiras de prueba utilizadas deben desecharse de acuerdo con las regulaciones locales después de las pruebas.
8. Verifique el chip de código antes de realizar una prueba. Asegúrese de usar el chip de código que se incluye con el paquete de tiras de prueba. Inserte el chip de código en la ranura del chip de código. La ranura del chip de código se encuentra en el lado izquierdo del medidor.
9. Verifique que el tipo de muestra sea el mismo que el tipo de muestra probado.
10. Las decisiones de relevancia médica no deben tomarse sin la consulta de un médico. Los cambios en el tratamiento sólo deben hacerse después de una capacitación médica adecuada por parte de un doctor.

ESPECIFICACIONES

Descripción	Medición de CT o HDL o TG en sangre.
Referencia del fabricante	• <i>Tiras de Prueba de Colesterol Total: TCS-101</i> • <i>Tiras de Prueba de Colesterol de Lipoproteínas de Alta Densidad: HLS-101</i> • <i>Tiras de Prueba de Triglicéridos: TGS-101</i>

