

Ficha técnica IU-LC707

Descripción

Lancetas Estériles para Prueba de Glucosa Tezaro Pharma - Caja de 50 Unidades



USOS Y APLICACIONES

Las lancetas se utilizan para la extracción simple y prácticamente indolora de un pequeño volumen de sangre, para poder realizar pruebas rápidas o la medición de los niveles de glucosa en sangre con los modernos glucómetros.

CARACTERÍSTICAS

- Estéril, de un solo uso.
- Punta tribiselada para máxima comodidad.
- Envasado en una bolsa protectora.
- El diseño universal se adapta a la mayoría de los dispositivos de punción.
- La aguja es extremadamente fina, lo que reduce significativamente el dolor y la incomodidad para el paciente durante el proceso de punción.
- Están fabricadas con materiales de alta calidad que minimizan el riesgo de contaminación y aseguran la precisión de las pruebas de sangre.
- Son compatibles con una amplia gama de dispositivos de punción, lo que las hace versátiles y prácticas para diferentes usuarios y entornos de atención médica.
- Las lancetas tienen un mecanismo de seguridad que reduce el riesgo de lesiones para el usuario al desecharlas después de su uso.

ESPECIFICACIONES

Modelo	28G
Código nacional	211477.7
Empaque	Caja de 50 unidades
Vida útil	El período de validez del producto sin usar es de 5 años
EAN	1200000100048

Modo de empleo


- 1.- Lávese las manos con jabón y agua tibia. Séquelas bien
- 2.- Seleccione el sitio en la yema del dedo, ligeramente a los costados, no en el centro
- 3.- Retire la cubierta protectora de la lanceta
- 4.- Inserte la lanceta en el dispositivo de punción, proceda a perforar la piel
- 5.- Aplique una gota de sangre a la tira reactiva, limpie el exceso del dedo
- 6.- Vuelva a tapar la lanceta, deseche en un recipiente apropiado

Precauciones


- No reutilice la lanceta
- La tapa protectora mantiene la lanceta estéril, no la use si la tapa protectora no está en la lanceta
- Deseche de acuerdo con las normas locales
- No guarde la lanceta dentro de un dispositivo de punción



DISEÑO Y PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



TÜV SÜD
 ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Benannt durch/Designated by
 Zentralstelle der Länder
 für Gesundheitsschutz
 bei Arzneimitteln und
 Medizinprodukten
 www.zlg.de
 ZLG-BS-244.10.08



Product Service

EC Certificate

Production Quality Assurance System
 Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex V
 (Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G2 036153 0021 Rev. 00

Manufacturer:

**Shandong Lianfa Medical Plastic
 Products Co., Ltd.**

No.1 Shuangshan Sanjian Road
 250200 Zhangqiu City, Jinan, Shandong
 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Facility(ies):

Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd.
 No.1 Shuangshan Sanjian Road, 250200 Zhangqiu City, Jinan,
 Shandong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Product Category(ies):

**Sterile Lancet for Single Use,
 Safety Lancet**

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex V. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class IIb and III devices an additional Annex III certificate is mandatory. See also notes overleaf.

Report No.: SH19054EXT01

Valid from: 2019-08-23

Valid until: 2024-05-26

Date, 2019-08-23

Stefan Preiß
 Head of Certification/Notified Body