

Ficha técnica IU-COMPTA-10

Referencia	Descripción
IU-COMPTA-10	Compresas Tocológicas de Algodón y Malla



USOS Y APLICACIONES

Las compresas tocológicas de algodón y malla se utilizan principalmente en el ámbito obstétrico y ginecológico. Su principal aplicación es durante el trabajo de parto y el período postparto. Estas compresas se utilizan para absorber los fluidos corporales, y para proporcionar una capa protectora en el área perineal, ayudando en el proceso de cicatrización.

CARACTERÍSTICAS

- **Fabricadas con algodón y malla:** Las compresas están hechas de materiales suaves y transpirables que permiten una adecuada absorción de fluidos y ventilación.
- **Tamaño adecuado:** Tienen un tamaño y forma diseñados específicamente para adaptarse cómodamente al área perineal.
- **Alta capacidad de absorción:** Están diseñadas para absorber grandes cantidades de fluidos durante el período postparto.

- **No adherentes:** La malla utilizada en la compresa evita que se adhiera a la piel, lo que ayuda a reducir el malestar al cambiarlas.

ESPECIFICACIONES	
EAN	8410961305069
Presentación	• Paquete de 10 unidades • Caja de 72 paquetes de 10 unidades